

- elektrische Aufsteh- und Umsetzhilfe
- Abstützung des Oberkörpers
- Griffe teleskopier- und schwenkbar

- Patientengurt einstellbar
- Schienbeinstützen verstellbar
- fahrbares Hilfsmittel

Rückengerechtes Arbeiten – Einfache Bedienung – Gurtansatz im Körperschwerpunkt

Indikation	Personen mit Bewegungs- und Funktionseinschränkungen aufgrund deren ein Aufstehen erschwert oder ohne Fremdhilfe nicht möglich ist.	
Gegenindikation	Personen, die trotz Abstützen des Oberkörpers und Fixieren durch Schienbeinstützen nicht in der Lage sind, die Beine und/oder Füße kurzzeitig zu belasten.	
Technische Daten	Elektrische Zugeinrichtung	24 VDC / 2,9 A Sicherheitsmutter in Druckrichtung Bremsen in Druckrichtung
	Batteriemodul	Akkupack bestehend aus 2 Akkus
	Wandladegerät	extern anschließbar
	Gesamthöhe	112 cm
	Gesamtlänge	92 cm / Griffe eingefahren
	Baubreite	59 cm
	Tritthöhe	6,5 cm
	Räder hinten	2 x Ø 100 mm mit Feststellbremse
	Räder vorne	3 x Ø 35 mm
	Gewicht	33 kg
Tragfähigkeit	130 kg	

Bestelldaten	Bestell-Nr.
Grundausführung	10.100.001
Patientengurt Größe 1 bis Bauchumfang 100 cm	00.012.428
Patientengurt Größe 2 bis Bauchumfang 130 cm	00.012.429
Polstereinlagen für Schienbeinstützen (Paar)	00.012.436

Weiteres Zubehör auf Anfrage: Fußschalen, Wadenhalter, Zusatzgurt, individuelle Anpassungen sind möglich.

Die Aufstehhilfe Lilly erfüllt die grundlegenden Anforderungen nach der Medizinproduktionsrichtlinie (MDD 93/42/EWG). Technische Änderungen sowie Farbabweichungen behalten wir uns jederzeit vor.




Abb. zeigt Zubehör